

- La masse doit correspondre à la portée de la balance
- Différentes classes de précision disponibles (E1, F1, F2...)



Masse étalon	Classe M1		Classe F1	
	Réf.	Tolérance	Réf.	Tolérance
50 g	07.0115.M1	± 3 mg	07.0115.F1	± 0,3 mg
100 g	07.0116.M1	± 5 mg	07.0116.F1	± 0,5 mg
200 g	07.0117.M1	± 10 mg	07.0117.F1	± 1 mg
500 g	07.0118.M1	± 25 mg	07.0118.F1	± 2,5 mg
1 kg	07.0119.M1	± 50 mg	07.0119.F1	± 5 mg
2 kg	07.0120.M1	± 100 mg	07.0120.F1	± 10 mg
5 kg	07.0121.M1	± 250 mg	07.0121.F1	± 25 mg
10 kg	07.0122.M1	± 500 mg	07.0122.F1	± 50 mg
20 kg	07.0143.M1	± 1 000 mg	-	-



Accessoires complémentaires	Réf.
Certificat de masse étalon F1	07.0200.F1
Certificat de masse étalon M1	07.0200.M1
Étui en bois	07.0205
Étui en plastique	07.0207